

Procjenjivanje ispravnog vremena vađenja



Maksimalno 3 izvaljena pilića (ili 1-2%) po polici, 30 sati prije vađenja

Ako se izvalilo više od 1-2% pilića, vrijeme inkubacije je predugo i za buduća valanja vrijeme ulaganja mora biti odgođeno

Lista provjere

Što provjeravati	Radnja	Rezultat ako je vrijeme vađenja ispravno
Vališta 30 sati prije očekivanog vađenja	Prebrojite izvaljene piliće	Maksimalno 3 izvaljena pilića po polici
Pilići kod vađenja	Provjerite vlažnost na stražnjem dijelu vrata	5% pilića treba biti malo vlažno na stražnjem dijelu vrata
Izgled krilnog pokrova kod vađenja	Provjerite da li ima znakova razvoja krilnog perja	Razvoj krilnog perja ne smije biti vidljiv
Valionički ostatak kod vađenja	Provjerite zaprljanost ljuski jaja mekonijem	Ljuske jaja i valionički ostatak moraju biti relativno čisti

Kad se svi pilići izvale i osuše, svako dodatno vrijeme u valištu je štetno

Sigurno prilagođavanje vremena inkubacije

- Kada su vremena inkubacije pogrešna, prilagodite vrijeme ulaganja
- Prilagođavajte u periodima od 3 sata (odgoda do 15 sati kod ulaganja možda će biti potrebna)
- Nastavite provjeravati da odredite ispravno vrijeme inkubacije
- Ne prilagođavajte temperature inkubacije

Vizualna procjena pilića kod vađenja



Prilikom vađenja, 5% pilića još uvijek treba biti vlažno na stražnjem dijelu vrata

Otpad ljuske jaja – što vam govori

Relativno čiste ljuske jaja znače da je vrijeme vađenja ispravno

Ljuske jaja zaprljane mekonijem znače da je vađenje bilo prekasno



Krilni pokrovi kod pilića – što vam kažu

Ako bijelo krilno perje postaje vidljivo, tada su pilići bili predugo u valištu

